

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

LISTADO DE ANÁLISIS Y PRECIOS

2022

ESTE PORTAFOLIO ESTA SUJETO A CAMBIO DE PRECIOS SIN PREVIO AVISO



LABORATORIO
CLINICO
VETERINARIO®

PBX: 604-560 5620 Cel: 310 423 97 94
www.laboratoriotest.com.co

Laboratorio de diagnóstico veterinario
con registro ICA No. Lb0000062021 en
pruebas de serología, microbiología y
parasitología vigente hasta 2031/09/01

En **TEST LABORATORIO CLÍNICO VETERINARIO**, Realizamos exámenes de rutina y especializados para pequeñas y grandes especies del sector veterinario desde el año 2009 en la ciudad de Medellín. Contamos con personal profesional y técnico con la preparación académica, el entrenamiento suficiente y la experiencia necesaria para garantizarle a nuestros clientes la calidad en las pruebas de laboratorio realizadas y la veracidad en los resultados emitidos, con técnicas de ensayo, reactivos y equipos ajustados a altos estándares de calidad.

Obtuvimos el registro ICA No. 050010041 en agosto de 2011, después de dar respuesta a los lineamientos de las Buenas Prácticas de Laboratorio -BPL establecidas por el Instituto Colombiano Agropecuario –ICA en la normativa colombiana. Posteriormente, logramos el registro de pruebas de serología, microbiología y parasitología según resolución No. 00039611 del 26 de diciembre de 2018, para lo cual demostramos la implementación y cumplimiento de los requisitos de la norma internacional ISO/IEC 17025 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración” y demás obligaciones establecidas en la resolución No. 003823 de septiembre de 2013. Durante el año 2021 renovamos nuestro registro ICA por 10 años conforme a los nuevos lineamientos de la Resolución 093858 del 26 de marzo de 2021, quedando registrados bajo el **No. LB0000062021 del 01 de septiembre de 2021**.

Para ampliar la cobertura de trabajo frente a los requerimientos médicos en la zona del Eje Cafetero, contamos con el aliado estratégico **EJELAB**, ubicado en la ciudad de Pereira.

Permítanos ser su aliado, su unidad de apoyo de diagnóstico que lo acompaña y que junto con usted, contribuye con el engrandecimiento de la Medicina Veterinaria en el país.

Les compartimos nuestra **Política de Calidad**

“**TEST Laboratorio S.A.S**” dedicado al servicio de diagnóstico veterinario apoya las necesidades del sector agro-veterinario, manteniendo la competencia de su personal, las buenas prácticas profesionales, la utilización de los materiales y equipos requeridos por las técnicas analíticas, la disposición de las instalaciones adecuadas y la calidad de nuestros proveedores para garantizar la validez de los ensayos y los resultados emitidos. Actuando siempre bajo los principios de la responsabilidad, imparcialidad y confidencialidad, con el compromiso de satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Para ello, la gerencia de **TEST Laboratorio S.A.S** se compromete a establecer, documentar y mantener un Sistema de Gestión Integral conforme a los requisitos de la norma técnica NTC-ISO/IEC 17025, ampliamente conocida y aplicada por todo el personal en su trabajo, que permita garantizar la competencia técnica y el mejoramiento continuo de los procesos del laboratorio”.

Permítanos ser su aliado, su unidad de apoyo diagnóstico que lo acompaña, y que junto a usted contribuye con el engrandecimiento de la Medicina Veterinaria.



Muestra a enviar

26	Análisis de aspirado transtraqueal citologico	Tapa lila + roja ó amarilla
27	Análisis de liquido broncoalveolar citologico	Tapa lila + roja ó amarilla
28	Análisis de liquido cefalorraquídeo LCR Citologico + fisicoquimico	Tapa lila + roja ó amarilla
29	Análisis de liquido sinovial citologico + fisicoquimico	Tapa lila + roja ó amarilla
30	Análisis de liquido abdominal citologico + fisicoquimico	Tapa lila + roja ó amarilla
31	Análisis de liquido toracico citologico + fí sicoquimico	Tapa lila + roja ó amarilla

Citología en veterinaria

Muestra a enviar

32	Citología (Infecciosa, vaginal, tumoral, TVT,) 1 masa, 1 lesión	PAF, AFF, Hisopado, Impronta de masa lesión o secreción (Placas no cohesionadas, jeringas y / o recipientes)
33	Citología medula osea	Aspirado de medula osea
34	Citología vaginal canina (ciclo estral)	Frotis (Placas no cohesionadas)
35	Citología uterina en yeguas	Frotis (Placas no cohesionadas)
36	Estudios anatomopatológicos	Consultar con TESTMOL 604-529 90 83

Hormonas

Muestra a enviar

37	Cortisol	Tapa amarilla
38	Estradiol	Tapa amarilla
39	Hormona adrenocorticotropica ACTH ***	Tapa lila
40	Hormona estimulante de tiroides TSH -elisa Especifica canina	Tapa Roja ó Amarilla
41	Hormona estimulante de tiroides TSH -genérica no especifica - solo felinos	Tapa Roja ó Amarilla
42	Hormona foliculo estimulante FSH ***	Tapa Roja ó Amarilla
43	Hormona luteinizante LH ***	Tapa Roja ó Amarilla
44	Hormona tiroxina T4 libre - elisa - no especifica	Tapa Roja ó Amarilla
45	Hormona tiroxina T4 total - elisa no especifica	Tapa Roja ó Amarilla
46	Hormona tiroxina T4 total (V-check)-especif canina	Tapa Roja ó Amarilla
47	Hormona tiroxina T4 total (V-check)-Especif Felina	Tapa Roja ó Amarilla
48	Hormona triyodotironina T3 total- elisa ó T3 libre	Tapa Roja ó Amarilla
49	Insulina ***	Tapa Roja ó Amarilla
50	Progesterona 1 muestra *** especifica canina	Tapa Roja ó Amarilla
51	Progesterona 2 muestras en adelante *** especifica canina	Tapa Roja ó Amarilla
52	Progesterona genérica - elisa	Tapa Roja ó Amarilla
53	Prolactina	Tapa Roja ó Amarilla
54	Testosterona libre ***	Tapa Roja ó Amarilla
55	Testosterona total****	Tapa Roja ó Amarilla

PERFILES LABORATORIALES TESTLAB PARA MASCOTAS

PERFILES PREQUIRURGICOS

Muestra a enviar

1	Perfil prequirurgico 1 (hemograma+alt+creatinina)	Tapa lila + roja ó amarilla
56	Perfil prequirurgico 2 (hemograma+alt+creatinina+ tp+tp)	Tapa lila + roja ó amarilla+ azul
57	Perfil prequirurgico 3 (hemog.+alt+creatinina+ tp+tp+ fosfatasa+ bun)	Tapa lila + roja ó amarilla+ azul
58	Perfil prequirurgico 4 (hemograma+alt+creatinina+ tpt)	Tapa lila + roja ó amarilla+ azul
59	Perfil prequirurgico 5 (hemograma + alt + creatinina + bun/urea)	Tapa lila + amarilla
60	Perfil prequirurgico 6 (hemograma + alt + creatinina + fosfatasa)	Tapa lila + amarilla
61	Perfil prequirurgico 7 (hemograma + alt + creatinina + fosfatasa + bun/urea)	Tapa lila + amarilla
291	Perfil prequirurgico 8 (hemograma + alt + creatinina + ggt + bun/urea)	Tapa lila + amarilla
62	Perfil prequirurgico 9 (hemograma +alt+creatinina+fosfatasa+bun/urea+albumina)	Tapa lila + amarilla
63	Perfil prequirurgico 10 (hemograma + alt + creatinina + glucosa + proteínas diferenciadas + sodio + potasio + cloro)	Tapa lila + amarilla

PERFILES FELINOS

64	Perfil felino 1 (hemograma + alt + creatinina + hemoparasitos en frotis sanguíneo)	Tapa lila + amarilla
65	Perfil felino 2 (hemograma + alt + creatinina + sida y leucemia económico)	Tapa lila + amarilla
66	Perfil felino 3 (hemograma + alt + creatinina + triple viral felina: panleucopenia/calicivirus/ herpesvirus)	Tapa lila + amarilla
67	Perfil felino 4 (hemograma + alt + creatinina + pif (igg)- elisa)	Tapa lila + amarilla
68	Perfil felino 5 (hemograma + alt + creatinina + toxoplasma gondi- igg-igm- prueba rapida)	Tapa lila + amarilla
69	Perfil felino 6 (hemograma+alt+creatinina+perfil inmunologico felino:snap- idexx: sida-leucemia- filaria felis)	Tapa lila + amarilla
70	Perfil felino 7 (hemograma + alt + creatinina +lipasa pancreatica especifica felina)	Tapa lila + amarilla

PERFILES CANINO

71	Perfil canino 1 (hemograma + alt + creatinina + hemoparasitos en frotis sanguíneo)	Tapa lila + amarilla
72	Perfil canino 2 (hemograma + alt + creatinina + ehrlichia canis. anticuerpos)	Tapa lila + amarilla
73	Perfil canino 3 (hemograma+alt+creatinina+snap-caninos panel idexx/ ehrti-borre-anapl- dirofilaria)	Tapa lila + amarilla
74	Perfil canino 4 (hemograma + alt + creatinina + ehrlichia canis + anaplasma)	Tapa lila + amarilla
75	Perfil canino 5 (hemograma+alt+creatinina+distemper canino (moquillo) inmunocromatografia)	Tapa lila + amarilla
76	Perfil canino 6 (hemograma+alt+creatinina+parvovirus canino (antigeno-inmuncromatografia)	Tapa lila + amarilla,materia fecal.
77	Perfil canino 7 (hemograma + alt + creatinina + parvovirus canino cpv + coronavirus canino ccv (antigeno)	Tapa lila + amarilla,materia fecal.
78	Perfil canino 8 (hemograma + alt + creatinina +lipasa pancreatica especifica canina)	Tapa lila + amarilla

PERFILES TIROIDEOS

79	Perfil tiroideo 1 (t4 libre+colesterol total)	Tapa roja ó amarilla
80	Perfil tiroideo 2 (t4 libre+colesterol total+trigliceridos)	Tapa roja ó amarilla
81	Perfil tiroideo 3 (t4 libre+t4 total+ colesterol+trigliceridos)	Tapa roja ó amarilla
83	Perfil tiroideo 4 (t4 libre+tsh especifica canina)	Tapa roja ó amarilla
84	Perfil tiroideo 5 (t4 libre+t4 total+tsh especifica canina)	Tapa roja ó amarilla
85	Perfil tiroideo 6 (t4 libre+tsh espec.canina+colest total)	Tapa roja ó amarilla
86	Perfil tiroideo 7 (tsh esp. canina+t4 libre+t4 total+trigli.)	Tapa roja ó amarilla
87	Perfil tiroideo 8 (t4 libre + t4 total + tsh esp. + colesterol + triglicéridos) canino	Tapa roja ó amarilla
88	Perfil tiroideo 9 (t4 total esp.+ tsh esp.) canino	Tapa roja ó amarilla
89	Perfil tiroideo 10 (t4 total esp.+ tsh esp. + colesterol + triglicéridos) canino	Tapa roja ó amarilla

PERFILES HEPATICOS

90	Perfil hepático 1 ALT+Bil total y Dir+Fosfatasa alcalin + Hemograma	Tapa roja ó amarilla
91	Perfil hepático 2 ALT+GGT+ Bil total y Dir+Proteinas totales + Albumina	Tapa roja ó amarilla+lila
92	Perfil hepático 3 ALT+GGT+AST+Fosfatasa+ Bil total y Dir	Tapa roja ó amarilla
93	Perfil hepático 4 ALT+GGT+AST+Fosfatasa+Proteinas diferenciadas	Tapa roja ó amarilla
94	Perfil hepático 5 ALT+GGT+AST+Fosfatasa+Proteinas diferenciadas+ Bilirrubinas Total y directa.	Tapa roja ó amarilla
95	Perfil hepático 6 (Proteinas diferenciadas + BD + BT + BI + colesterol + glucosa + bun/urea + fosfatasa + alt)	Tapa roja ó amarilla

* los precios pueden cambiar sin previo aviso

PERFILES RENALES

Muestra a enviar

96	Perfil renal 1	bun+ urea+creatinina+ citoq. de orina	Tapa roja ó amarilla + orina
97	Perfil renal 2	hemograma+bun+ urea+creatinina	Tapa lila + roja ó amarilla
98	Perfil renal 3	hemog.+bun+ urea+creatinina+ citoq. orina	Tapa lila + roja ó amarilla + orina
99	Perfil renal 4	(sdma dimetil arginina simétrica. + creatinina)	Tapa roja ó amarilla
100	Perfil renal 5	(hemograma+bun/urea+creatinina + albumina + fosforo)	Tapa lila + amarilla
101	Perfil renal 6	(hemograma+bun/urea+creatinina + alt + citoquímico de orina)	Tapa lila + amarilla + orina
102	Perfil renal 7	(citoquímico de orina + relacion proteína/creatinina en orina-upc)	Orina
103	Perfil renal 8	(hemograma+bun/urea+creatinina + alt + fosfatasa + fosforo)	Tapa lila + amarilla
104	Perfil renal 9	(hemograma+bun/urea+creatinina+sodio+cloro+potasio+ fosforo+calcio serico+albumina)	Tapa lila + amarilla
105	Perfil renal 10	(hemograma+bun/urea+creatinina + sodio + cloro + potasio + fosforo + calcio serico + proteínas diferenciadas +glucosa +colesterol)	Tapa lila + amarilla

PERFILES BIENESTAR GERIÁTRICO

106	Bienestar geriátrico 1	(hemog+creat+alt+glice+col tot+urea+bun+t4+ fosfat+citoquímico de orina)	Tapa Roja ó Amarilla+Tubo lila+Orina
107	Bienestar geriátrico 2	(hemog+ col tot glice+alt+creat+citoq. de orina)	Tapa lila + roja ó amarilla + orina
108	Bienestar geriátrico 3	(hemog+ col tot +glice+alt+creat+ urea+bun + citoquímico orina)	Tapa Roja ó Amarilla+Tubo lila+Orina

PERFILES CARDIACO

109	Perfil cardiaco	potasio+calcio+hemgrama+urea + creatinina+ cpk fracción miocárdica	Tapa lila + roja ó amarilla
-----	------------------------	--	-----------------------------

PERFILES CONVULSIVOS

110	Perfil convulsivo 1	hemograma+ perf hepat ii y iii+bun+urea+ creatinina+ glucosa	Tapa lila + roja ó amarilla
111	Perfil convulsivo 2	hemograma+ creatinina+glucosa+bun+urea+ alt+ast+bilirrub total y directa+fosfatasa alcalina+ prote totales + albumina	Tapa lila + roja ó amarilla
112	Perfil convulsivo 3	(p convulsivo 1 + calcio serico + sodio + cloro + potasio)	Tapa lila + roja ó amarilla

PERFILES DE CHEQUEO

113	Perfil de chequeo 1	hemograma+ alt+creatinina+ glucosa	Tapa lila + roja ó amarilla
114	Perfil de chequeo 2	hemograma+ alt+creatinina+ glucosa+coprologico + citoq de orina	Tapa lila+roja ó amarilla+orina+mat. fecal
115	Perfil de chequeo 3	hemograma+ alt+gggt+ glucosa+prot sericas	Tapa lila + roja ó amarilla
116	Perfil de chequeo 4	(hemograma + alt + creatinina+ coprologico)	Tapa lila + roja + materia fecal
117	Perfil de chequeo 5	(hemograma + alt + creatinina+ citoquímico)	Tapa lila + roja + orina
118	Perfil de chequeo 6	(hemograma + alt + creatinina+ raspado de piel)	Tapa lila + roja + pelos y escamas
119	Perfil de chequeo 7	(hemograma + alt + creatinina+ coprograma)	Tapa lila + roja + materia fecal

PERFILES DERMATOLOGICOS

120	Perfil dermatologico 1	hemograma+ raspado de piel + fosfatasa alcal	Tapa lila + roja ó amarilla + pelos y/o escamas
121	Perfil dermatologico 2	hemograma+ fosfatasa alcal+rasp de piel + colesterol + t4libre	Tapa lila + roja ó amarilla + pelos y/o escamas
122	Perfil dermatologico 3	hemograma+ fosfatasa alcal+rasp de piel + t4libre+ cortisol 2 muestras	Tapa lila + roja ó amarilla + pelos y/o escamas
123	Perfil dermatologico 4	raspado de piel+cultivo bacteriologico(tradicional)	Pelos y escamas/medio de transporte
124	Perfil dermatologico 5	(raspado de piel + cultivo y antibiograma (bacteriológico y micológico) tradicional)	Pelos y escamas/medio de transporte
125	Perfil dermatologico 6	(bun/urea + fosfatasa + amilasa + glucosa + colesterol + proteínas diferenciadas)	Tapa amarilla

PERFILES DIABETICOS

126	Perfil diabetico 1	glucosa+citoquímico de orina+hemoglobina glicosilada +fructosamina	Tapa lila + roja ó amarilla
127	Perfil diabetico 2	glucosa + citoquímico de orina	Tapa lila + roja ó amarilla
128	Perfil diabetico 3	citoquímico de orina + glucosa + fructosamina	Tapa lila + roja ó amarilla
129	Perfil diabetico 4	(glucosa + insulina +fructosamina) felino	Tapa amarilla

PERFILES GASTRICO

130	Perfil gastrico 1	coprologico + parvovirus canino	Material fecal
131	Perfil gastrico 2	hemograma + coprograma	Material fecal + tapa lila
132	Perfil gastrico 3	coprologico + parvovirus canino+ alt+ hemograma	Tapa lila, roja ó amarilla+Material fecal
133	Perfil gastrico 4	(coprologico + parvovirus canino cpv + coronavirus canino ccv (antígeno)	Material fecal

PERFILES HEMOPARASITO

134	Perfil hemoparásitos 1	hemograma + hemoparásitos en frotis sanguíneo	Tapa lila
135	Perfil hemoparásitos 2	hemograma + hemoparásitos en capa blanca	Tapa lila

PERFILES LIPIDICO

Muestra a enviar

136	Perfil Lipidico 1 (colesterol total+triglicéridos+ glicemia)	Tapa roja ó amarilla
137	Perfil Lipidico 2 (colesterol + triglicéridos + hdl + ldl + glucosa)	Tapa roja ó amarilla

PERFILES PANCREATICO

138	Perfil pancreatico 1 (glicemia + amilasa + lipasa cuantitativa)	Tapa roja ó amarilla
139	Perfil pancreatico 2 (hemograma+amilasa+lipasa (cuan ne) coprograma)	Tapa lila, roja ó amarilla+Materia fecal
140	Perfil pancreatico 3 (glucosa + amilasa + lipasa esp.)	Tapa lila, roja ó amarilla
141	Perfil pancreatico 4 (glucosa+amilasa+lipasa esp.+bun/urea+colesterol+calcio+bt+bd+bi)	Tapa amarilla

PERFILES ELECTROLITOS

142	Perfil electrolito 1 (sodio + cloro + potasio)	Tapa amarilla
143	Perfil electrolito 2 (sodio + cloro + potasio + ph + calcio ionizado + glucosa + lactato)	Tapa amarilla + tapa verde
144	Perfil electrolito 3 (sodio + cloro + potasio + fosforo)	Tapa amarilla
145	Perfil electrolito 4 (sodio + cloro + potasio + ph + calcio ionizado + glucosa + fosforo + calcio)	Tapa amarilla + tapa verde
146	Perfil electrolito 5 (sodio + cloro + potasio + fosforo + Magnesio)	Tapa amarilla

PERFIL REPRODUCTIVO

147	Perfil reproductivo1 (progesterona + citologia estral)	Tapa roja ó amarilla + vaginal + frotis
-----	--	---

PERFIL DIAGNOSTICO INSULINOMA

148	Perfil diagnostico Insulinoma (glucosa+ insulina)	Tapa roja ó amarilla
-----	---	----------------------

PERFIL SUPER PREMIUM ADULTOS

149	Perfil super P. A (bilirubinas+creatininina+alt+t4libre+citqco +coprologico+hemograma)	Tapa lila + roja ó amarilla + materia fecal + orina
-----	--	---

PERFIL METABOLICO

150	Perfil metabolico (glicemia+bun+colesterol+calcio+fosforo+magnesio)	Tapa roja ó amarilla
-----	---	----------------------

PERFIL BASICO

151	Perfil basico (hemograma+coprologico)	Tapa lila + materia fecal
-----	---------------------------------------	---------------------------

PERFILES VALORACION EJE

152	Valoracion eje hipofisis adrenales 1 cortisol -3 muestras (supreción con dexametasona)	Tapa roja ó amarilla
153	Valoracion eje hipofisis adrenales 2 cortisol -2 muestras (estimulación con acth)	Tapa roja ó amarilla

QUIMICA SANGUINEA

Muestra a enviar

154	Albumina	Tapa roja ó amarilla
155	Amilasa pancreática - cuantitativa	Tapa roja ó amarilla
6	Alanino amino transferasa ALT/GPT	Tapa roja ó amarilla
156	Anticuerpos rabia (exportación mascotas) Remitido a KANSAS/USA	Tapa roja ó amarilla
157	Acido folico	Tapa roja ó amarilla
158	Acido láctico - lactato	Tapa verde
159	Acido urico	Tapa roja ó amarilla
160	Aldosterona	Tapa roja ó amarilla
161	Aspartato amino transferasa AST/SGOT	Tapa roja ó amarilla
162	Bilirrubina directa	Tapa roja ó amarilla
163	Bilirrubina total	Tapa roja ó amarilla
164	Calcio total . serico	Tapa roja ó amarilla
165	Calcio Ionizado	Tapa Verde
166	Carbamazepina - Niveles	Tapa Roja ó Amarilla
167	Cloro	Tapa Roja ó Amarilla
168	Colesterol HDL	Tapa Roja ó Amarilla
169	Colesterol total	Tapa Roja ó Amarilla

QUIMICA SANGUINEA

Muestra a enviar

170	Colinesterasas	Tapa Lila
171	Creatin fosfoquinasa CPK- fraccion muscular	Tapa Roja ó Amarilla
172	Creatin fosfoquinasa CPK- fraccion miocardica	Tapa Roja ó Amarilla
7	Creatinina	Tapa Roja ó Amarilla
173	Dimetil arginina simétrica SDMA+ creatinina	Tapa Roja ó Amarilla
174	Fenobarbital- niveles (En ayunas y sin administrar medicamento)	Tapa Roja ó Amarilla
175	Fibrinogeno	Tapa Azul
176	Fosfatasa alcalina ALP	Tapa Roja ó Amarilla
177	Fosforo	Tapa Roja ó Amarilla
178	Fructosamina	Tapa Roja ó Amarilla
179	Gama glutamil transferasa GGT	Tapa Roja ó Amarilla
180	Gases arteriales - coordinar con testlab	Jeringa heparinizada
181	Glicemia / Glucosa	Tapa Roja ó Amarilla
182	Hemoglobina glicosilada	Tapa Lila
183	Inmunoglobulina G IgG cuantitativa	Tapa Roja ó Amarilla
184	Inmunoglobulina M IgM cuantitativa	Tapa Roja ó Amarilla
185	Ionograma: Sodio/Cloro/Potasio/pH/Calcio ionizado/Glucosa/lactato	Tapa Verde
186	Deshidrogenasa Lactica LDH	Tapa Roja ó Amarilla
187	Lipasa pancreática - cuantitativa- No especifica	Tapa Roja ó Amarilla
188	Lipasa pancreática -Semicuantitativa-Especifica Canina-Espec Felina	Tapa Roja ó Amarilla
189	Magnesio	Tapa Roja ó Amarilla
190	Nitrogeno ureico BUN / UREA	Tapa Roja ó Amarilla
191	Potasio	Tapa Roja ó Amarilla
192	Proteína C reactiva PCR-Cuantitativa	Tapa Roja ó Amarilla
193	Proteinas totales (Plasmaticas ó séricas)	Tapa Roja ó Amarilla
194	Proteinas diferenciadas: Alb+ Glob+ PT	Tapa Roja ó Amarilla
195	Relación albulina/globulina	Tapa Roja ó Amarilla
196	Relación cortisol / creatinina en orina UCCR	Orina
197	Relación proteína/ creatinina en orina UPC	Orina
198	Sodio	Tapa Roja ó Amarilla
199	Trigliceridos	Tapa Roja ó Amarilla
200	Urea - BUN	Tapa Roja ó Amarilla
201	Vitamina B-12 cianocobalamina	Tapa Roja ó Amarilla

PARASITOLOGIA EN MASCOTAS

Muestra a enviar

8	Coprologico seriado (3 Muestras con el mismo código)		Materia fecal
3	Coprologico. Directo+Flotacion / 1 Muestra Tecnica de Flotacion en solución salina saturada		Materia fecal
9	Coprologico+ Coprograma Coprologico+azucares reductores+pH+Sangre oculta		Materia fecal
202	Trichograma		Minimo 100 pelos con foliculo
5	Raspado de piel Analisis directo KOH y acaros		Pelos y escamas+ raspado con glicerina o acetate

PARASITOLOGIA GRANDES ESPECIES

203	Coprologico. Directo + Flotación		Materia fecal
204	Coprologico+ Fasciola hepatica Directo, Flotación + Tecnica de Parfitt y Banks		Materia fecal
205	Coprologico+ Parasitos Pulmonares Directo, Flotación + Tecnica de Baerman		Materia fecal sin refrigerar
206	Identificación huevos de Fasciola hepatica Tecnica de Parfitt y Banks		Materia fecal
207	Identificación de Parasitos Pulmonares Tecnica de Baerman		Materia fecal

SEROLOGIAS EN CANINOS

208	Brucela canis 2- Mercaptoetanol		Tapa roja ó amarilla
209	Brucela canis ***		Tapa roja ó amarilla
210	Ehrlichia canis acs ***		Tapa roja ó amarilla
211	Ehrlichia canis acs SNAP IDEXX *** 4 Microorganismos		Tapa roja ó amarilla
212	Ehrlichia canis en frotis heno parásitos		Tapa roja ó amarilla
213	Leptospira MAT- 8 Serovares		Tapa roja ó amarilla
214	Leptospira- prueba rápida 4 Serovares ***		Tapa roja ó amarilla
215	Moquillo Canino (Distemper) Antigeno ***		Tapa roja ó amarilla
216	Moquillo Canino(Distemper)-IFA-Imunofluoresencia		Tapa roja ó amarilla
217	Neospora Caninum - IFA - Inmunofluoresencia		Tapa roja ó amarilla
218	Parvovirus canino CPV- Antigeno ***		Materia fecal
219	Toxoplasma gondi IgG-IgM***		Tapa roja ó amarilla
220	Leishmania ab test		Tapa roja ó amarilla
221	Anticuerpos rabia Serologia . Válida para Exportación		Tapa roja ó amarilla
222	COMBO 1: Coronavirus+ Parvovirus canino. Ag		Materia fecal
223	COMBO 2: Ehrlichia canis + Anaplasma ***		Tapa roja ó amarilla

SEROLOGIAS EN FELINOS

224	Peritonitis Infecciosa felina PIF *** Coronavirus felino (Incluye Relacion ALB/GLOB)		Tapa roja ó amarilla
225	Peritonitis Infecciosa felina PIF- IFA Coronavirus felino por Inmunofluoresencia		Tapa roja ó amarilla
226	Perfil inmunológico felino 1 Sida + Leucemia		Tapa roja ó amarilla
227	Perfil inmunológico felino 2 SNAP IDEXX Sida + Leucemia + filaria felis		Tapa roja ó amarilla
228	Toxoplasma gondi IgG-IgM***		Tapa roja ó amarilla
229	Toxoplasma gondi IgG cuantitativa		Tapa roja ó amarilla
230	Toxoplasma gondi IgM cuantitativa		Tapa roja ó amarilla
231	Triple viral felina Calicivirus + Panleucopenia+ Herpesvirus (rinotracheitis)		Tapa roja ó amarilla
232	Anticuerpos rabia Serologia . Válida para Exportación		Tapa roja ó amarilla
287	Vcheck FHV Ab (herpesvirus felino)		Tapa roja ó amarilla
288	Vcheck FPV Ab (panleucopenia felina)		Tapa roja ó amarilla
289	Vcheck FCV Ab (calicivirus felino)		Tapa roja ó amarilla

*** Inmunoensayo Cromatografico

Ahora en Microbiología veterinaria implementamos Identificación y antibiograma por MIC usando MicroScan®

MicroScan es un sistema que permite identificación y antibiograma para bacterias (simultáneamente) o identificación de levaduras.



MicroScan® utiliza, para la identificación de microorganismos, una amplia batería de pruebas metabólicas que, con la detección de cambios de pH, utilización del sustrato y crecimiento en presencia de antimicrobianos después de la incubación, permiten conocer con gran precisión el género y la especie del microorganismo en estudio: Levaduras, Cocos Gram positivos o bacilos Gram Negativos (fermentadores y no fermentadores).

El antibiograma se realiza con una miniaturización de la PRUEBA DE SENSIBILIDAD POR DILUCIÓN EN CALDO deshidratada, con la cual se enfrenta la bacteria a diferentes concentraciones de cada antibiótico y así, conocer la concentración inhibitoria mínima (CIM o MIC), proporcionando confianza para detectar cambios sutiles en los resultados de susceptibilidad. Con este panel podemos evaluar entre 18 y 24 antibióticos, ampliando las posibilidades de tratamiento para lograr éxito terapéutico.

Otras ventajas:

- Confirmación de Beta Lactamasas de Espectro Extendido (BLEES).
- Confirmación de Resistencia Inducida a Clindamicina.
- Detección de Meticilino resistentes.
- Detección de posibles carbapenemasas.

El sistema cuenta con el Software **LabPro** para procesar información, validación de identificación y sensibilidad, así como resistencias cruzadas; además cuenta con control de calidad integrado. Es un Software capaz de realizar el análisis epidemiológico de los microorganismos aislados en su centro veterinario o población en estudio, en tan sólo minutos.

La Concentración Inhibitoria mínima MIC... Un éxito terapéutico

CIM/MIC: Es la concentración mínima requerida de un antibiótico, para impedir el crecimiento bacteriano, esta se interpreta considerando las concentraciones que el fármaco puede alcanzar en el sitio de la infección después de administrar una dosis terapéutica.

El éxito en la terapia antimicrobiana depende de: Dosis, distribución y vida media del antimicrobiano, estos determinan la concentración alcanzable en el sitio de infección y son diferentes para cada fármaco, cada sitio de infección y cada paciente.

Las concentraciones del fármaco necesarias para eliminar un microorganismo no siempre son las mismas, con esta herramienta se pueden tomar mejores decisiones para instaurar una terapia segura y eficaz, evitar aumento de resistencia bacteriana y hacer control minucioso del tratamiento utilizado.

MICROBIOLOGIA VETERINARIA POR KIRBY BAUER identificación y antibiograma

233	Cultivo bacteriológico de cualquier secreción, hisopado o líquido corporal	
234	Cultivo bacteriológico y micológico	
235	1 oído cultivo bacteriológico y micológico	
236	2 oídos cultivo bacteriológico y micológico	
237	Orina (urocultivo-cuantitativo)	
238	Materia fecal (coprocultivo) ident de salmonella y shigella	
239	Sangre (hemocultivo)	
240	Antibiograma adicional	
241	coloración de gram	
242	cultivo micológico (dermatofitos) pelos y escamas	

MICROBIOLOGIA VETERINARIA POR MICROSCAM identificación con género y especie y antibiograma MIC

243	Cultivo bacteriológico MIC de cualquier secreción, hisopado o líquido corporal	
244	Cultivo bacteriológico MIC y micológico	
245	1 oído cultivo bacteriológico MIC y micológico	
246	2 oídos cultivo bacteriológico MIC y micológico	
247	Orina (urocultivo-cuantitativo) MIC	
248	Materia fecal (coprocultivo) ident de salmonella y shigella MIC	
249	Sangre (hemocultivo) MIC	
250	Antibiograma adicional MIC	

PERFILES DE MICROBIOLOGIA

251	Perfil microbiológico 1 / coprológico + coprocultivo por Kirby Bauer	
252	Perfil microbiológico 2 / citoquímico + urocultivo Kirby Bauer	

LABORATORIO DIAGNOSTICO MOLECULAR

En asociación con TEST MOL - laboratorio de diagnóstico molecular hemos ampliado el portafolio con pruebas de diagnóstico molecular y pruebas anatomopatológicas.

Encuentra el portafolio visitando www.testmol.com o comunícate al **604-5605620** Ext 117 móvil 301 555 83 90 E.mail: comercial@testmol.com

*** Los precios pueden cambiar sin previo aviso**



PERFILES EN GRANDES ESPECIES

- 253 Perfil hepático en grandes especies (Bilirrubina Total y Directa, Fosf Alcalina,GGT,AST)
- 254 Perfil Prequirúrgico (Hemograma + Ast + Bun + Urea + creatinina)
- 255 Per. Metabólico (Hemograma + Ca+P+Mg+Urea+Bun+Glic+Bilirrubinas+AST+Prot Totales)
- 256 Perfil Muscular equino 1 (Hemograma+AST+CPK)
- 257 Perfil Muscular equino 2 (hemograma+AST+CPK+Lactotadeshidogenosa LDH)
- 258 Perfil Reprod. Bovino: IBR+DVB+Leucosis+Neospora (ELISA)+Leptospira MAT 1 MUESTRA
- 259 Perfil Renal : (BUN + Urea + Creatinina)

PRUEBAS SEROLOGICAS EN EQUINOS

- 260 Anemia Infecciosa equina. (técnica inmunodifusión en gel agar (IDGA))
- 261 Brucela rosa de bengala (técnica aglutinación rosa de bengala)
- 262 Leptospira - 9 serovares (técnica microaglutinación MAT)

PRUEBAS SEROLOGICAS EN BOVINOS

- 263 Brucela (técnica ELISA indirecta) particulares
- 264 Brucela (técnica ELISA indirecta) organismos de inspección
- 265 Brucela Rosa de Bengala (técnica aglutinación rosa de bengala) Particulares
- 266 Brucela Rosa de Bengala (técnica aglutinación rosa de Bengala)Organismos de Inspección
- 267 Diarrea Viral Bovina DVB (técnica de ELISA de bloqueo)
- 268 Leptospira - 9 serovares (técnica microaglutinación MAT)
- 269 Leucosis Bovina (técnica de ELISA de bloqueo)
- 270 *Neospora caninum* (técnica ELISA indirecta)
- 271 Rinotraqueitis Infecciosa Bovina IBR (técnica de ELISA de bloqueo)

ANÁLISIS DE INOCUIDAD Y CALIDAD DE LA LECHE

(grasa / proteína / sólidos/ totales,um/ lactosa/kit cetosis)

- 272 Recuento de Unidades formadoras de colonias (UFC) *** (control lechero)
- 273 Análisis Físicoquímico (Grasa, Prot, SnG, ST, lactosa, MUN, PDC.) ***

* los precios pueden cambiar sin previo aviso

ANÁLISIS AGUAS Y ALIMENTOS

Análisis microbiológico de aguas
Análisis Físicoquímico completo

Consultar al 604 3228046

Consultar al 316 874 89 11 / 301 794 94 42

*** Muestras no procesadas por TESTLAB, remitidas al laboratorio de calidad de leche FCA de la Universidad de Antioquia.



REQUISITOS PARA LA EXPORTACIÓN DE MASCOTAS (PERROS Y GATOS) SEGÚN NORMATIVA VIGENTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

Prestamos una completa asesoría en cuanto a los requerimientos para la exportación de mascotas.

Realizamos en convenio con los diferentes laboratorios del mundo autorizados por los países miembros de la zona EURO la prueba de **anticuerpos neutralizantes contra el virus de la rabia**.

Ver listado de laboratorios en:

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en

Realizamos la toma de muestra y la instalación del microchip (15 dígitos) a domicilio.

Dos días antes del viaje entregamos toda la documentación que el propietario debe presentar en la oficinas del ICA asociadas a los aeropuertos del país para que ellos autoricen la salida de la o las mascotas.

Atención. por disposición de los países libres de rabia desde el momento en que se toma la muestra de sangre y la mascota pueda salir del país deben pasar 90 días, antes de ese tiempo el ICA no permite la salida de las mascotas .

Para mayor información relacionada con la exportación de mascotas puedes consultar los siguientes links.

<https://testlaboratorio.com/requisitosexportacionmascotas/>

www.ica.gov.co/Files/pdf/Requerimiento_ingreso_salida_mascota.aspx

Reciba asesoría personalizada con los médicos veterinarios:

Luis Rúa: 314 690 24 48

Camilo Henao : 300 200 47 13



CONDICIONES OPTIMAS DE ENTREGA DE MUESTRAS AL LABORATORIO

La identificación del recipiente que contiene la muestra debe ser legible y debe coincidir con la relacionada en la solicitud de análisis. La ausencia o ilegibilidad de identificación o inconsistencias con la solicitud de análisis, también son criterios de rechazo ya que afectan la trazabilidad del item objeto de ensayo

TIPO DE ANÁLISIS	PRUEBA/ENSAYO	TIPO DE RECIPIENTE	CRITERIO DE RECHAZO DE LA MUESTRA (implica nueva toma y envío de muestra)
Serología	Leptospira (MAT) Influenza bovina -PI3 Reproductivas (Brucelas/IBR/DVB/Neospora/Leucosis)	Tubo tapa rojo o amarillo, refrigerado (2-8°C) o Vial (suero sanguíneo), refrigerado (2-8°C) <i>Nota:</i> para muestras de leche el tiempo no debe sobrepasar las 24 horas.	Hemólisis Lipemia Contaminadas o particuladas Volumen insuficiente (< 0.5 ml de suero sanguíneo)
Química	Bioquímica sanguínea, Hormonas, pruebas especiales: serologías, iones y electrolitos	Tubo tapa rojo o amarillo, refrigerado (2-8°C) o Vial (suero sanguíneo), refrigerado (2-8°C) <u>Condiciones especiales:</u> - Glicemia (ayuno, el tiempo entre la toma y llegada al laboratorio no debe superar la 1/2 hora). - Bilirrubinas (proteger de luz – envolver en papel aluminio y/o bolsa negra)	Hemólisis Lipemia Contaminadas o particuladas Volumen insuficiente (< 0.5 ml de suero sanguíneo)
Bacteriología y Micología	Siembra, aislamiento e identificación de bacterias	- Secreciones: medio de transporte Stuart. - Secreciones: medio de transporte Amies - Sangre: frasco Hemocultivo a temperatura ambiente. - Tejidos en solución salina, orina, leche: recipiente tapa rosca estéril refrigerado a 2°C-8°C. - Orinas y líquidos corporales: jeringa refrigerada a 2°C-8°C. - Pelos, escamas, uñas: recipiente estéril a temperatura ambiente <i>Nota:</i> - para muestras en medio Stuart, Hemocultivo el tiempo de envío no debe sobrepasar las 24 horas y 48 horas en medio Amies. - Para muestras en recipiente tapa rosca, jeringa y recipiente estéril el envío debe ser inmediato al laboratorio.	Medio de transporte vencido Hisopo fuera del medio transporte Hisopo no estéril Muestras con aditivos o particuladas (contaminación) Líquidos sin refrigeración Muestras en recipiente NO estéril Muestras tomadas con cuchilla no estéril.
	Siembra e identificación microscópica de hongos	Recipiente plástico y/o caja de Petri estéril, a temperatura ambiente (pelos, escamas, uñas)	Muestras en recipiente NO estéril Muestras tomadas con cuchilla no estéril.
Hematología y hemoparásitos	Hemograma / hemoparásitos en frotis	Tubo tapa morada o lila refrigerado (2-8°C) o placa con extendido (temperatura ambiente)	Coagulo Hemolisis Tubos vencidos Volumen inferior al nivel indicado Tiempo superior a 24 horas de tomada la muestra
Pruebas de Coagulación	TP y/o TPT	Tubo tapa azul, refrigerado(2-8°C)	Volumen inferior al nivel indicado Tiempo superior a 1/2 hora de tomada la muestra
Parasitología y Microscopia	Directo por frotis, flotación con solución saturada, Mac Master, Fasciola hepática	Materia fecal en recipiente tapa rosca, refrigerada (2- 8°C)	Toma de muestra > 24 horas Cantidad menor a 5 gramos
	Parásitos pulmonares por Baerman	Materia fecal en recipiente tapa rosca, <u>sin</u> refrigerar (temperatura ambiente)	Toma de muestra > 24 horas Cantidad menor a 5 gramos
	Análisis de Parvovirus, Giardia y Panleucopenia	Materia fecal en recipiente tapa rosca, refrigerada (2-8°C)	Cantidad menor que 3 gramos Toma de muestra > 24 horas
	Directo para hongos y ácaros	Pelos y Escamas de piel a temperatura ambiente	Toma de muestra > 24 horas
	Citoquímico de Orinas	Orina en recipiente plástico tapa rosca, refrigerada (2-8°C)	Toma de muestra >5 horas Cantidad menor que 5 ml
Molecular	Diagnóstico molecular PCR	CONSULTAR CON TESTMOL 324 680 43 30	CONSULTAR CON TESTMOL 604 529 90 83



**En Testlab creamos el perfil de exámenes
que requiera de manera particular,
a la medida de sus necesidades.**

**Comuníquese con nosotros al
310 423 9794**



TU MEJOR DIAGNÓSTICO

LABORATORIO VETERINARIO ESPECIALIZADO

- LABORATORIO DE DIAGNOSTICO MOLECULAR PCR - MASCOTAS
- PRUEBAS BÁSICAS Y ESPECIALIZADAS EN MASCOTAS Y GRANDES ESPECIES
- MICROBIOLOGÍA / QUÍMICA / PARASITOLOGÍA / SEROLOGÍAS / HEMATOLOGÍA
- PERFILES REPRODUCTIVOS BOVINOS: IBR / DVB / LEUCOSIS / LEPTOSPIRA / NEOSPORA
- ANEMIA INFECCIOSA EQUINA: MOVILIZACIÓN / FERIA / PREVALENCIA
- PRUEBA ANTICUERPOS RABIA PARA EXPORTACIÓN DE MASCOTAS
- CULTIVO DE LECHE Y ANTIBIOGRAMA (MIC) con Microscan
- CULTIVO UTERINO EN YEGUAS (MIC) con Microscan

RECOGEMOS TUS MUESTRAS A DOMICILIO

SERVICIO DE ANÁLISIS 7:00 AM - 11:00 PM



LABORATORIO CLINICO VETERINARIO®

Cra 45D No. 60 - 16. Prado Centro. Medellín. PBX **604-5605620** Movil.310-4239794
Movil.314-6902448

testlaboratorio | testlaboratorio | testlaboratorio

www.laboratoriotest.com.co

@testlaboratorio.veterinario@gmail.com//